



氧星氧舱, 岁月悠长
O₂ PLANET, Sparkles Ever!



目录

catalogue



01 关于我们

About us

公司简介

企业文化

资质证书

发展历程



02 产品介绍

Our product

产品原理

产品功能

产品参数

新品介绍

03 选择我们

Choose us

核心优势

04 服务指南

Service Guide

售前服务

售后服务

关于我们

About us

COMPANY PROFILE

公司简介

上海宝邦医疗器械有限公司成立于 2007 年,位于上海市松江区,是[上海市高新技术企业](#),[上海市专精特新中小企业](#),[G60 二类重点企业](#)。专业生产家用高压氧舱,主要推出便携式、躺式、座式,单双人舱和硬体高压氧舱等多种款式的新品。

产品主要远销日本、美国、澳大利亚、英国等全球一百余个国家和地区,上海宝邦旗下品牌“氧星壹号”是全新的品牌形象,在 2022 年 11 月进博会盛大发布。

上海宝邦先后通过 [ISO9001](#)、[ISO13485](#) 国际质量和管理体系认证,并拥有[多项专利](#),包含发明专利,实用新型专利和外观专利。[发明专利\(专利号: ZL.201010285814.6\)](#)等。

上海宝邦 17 年以来始终坚持贯彻“求变创新持续改进、创造优质产品,超越顾客期望”的基本方针,践行“健康、美丽、自信”的核心价值观,满足并超越顾客期望是宝邦人不懈的追求。积极参与公民健康领域的技术创新和技术服务,不断革新氧舱设计与制造,为健康行业提供优质的家用高压氧舱设备。

上海宝邦全体员工团结拼搏、积极进取、勇于开拓,我们致力于把健康美丽自信的家高压氧舱带给千家万户,力争为人类健康事业贡献力量!

公司官网: <https://www.o2planets.com>

氧星氧舱,岁月悠长
O2 PLANET, Sparkles Ever!

企业文化

企业价值观——健康、美丽、自信

生产健康产品 传播美丽品牌 走出自信人生

经营理念

满足并超越顾客期望是宝邦人不懈的追求

质量方针

求变创新持续改进、创造优质产品、超越顾客期望

企业荣誉

- ◆ 上海市高新技术企业
- ◆ 上海市专精特新中小企业
- ◆ G60 二类重点企业

证书资质



中国人民保险承保



上海市高新技术企业证书



上海市专精特新中小企业



ISO9001质量管理体系



ISO13485医疗器械质量管理



知识产权管理体系



发明专利证书



外观设计专利证书



实用新型专利证书



SGS第三方安全检测



上海市质量监督检验

发展历程

Development History

2022

参加中国国际进口博览会

参加第五届中国国际进口博览会,更好地开拓了海外市场,提高了企业知名度,同时向世界介绍了我们的氧舱。

获评“上海市松江区专精特新中小企业”

获评“上海市松江区 G60 科技走廊二类重点企业”

2021

专注知识产权体系的建设与管理

宝邦继续专注于知识产权体系的建设和管理

荣获“上海市高新技术企业”。

2020

校企合作产学研一体化

宝邦公司与上海大学、东华大学、上海工程技术大学实现校企合作开展新技术开发与研究。

2010

国内第一项便携式高压氧舱专利发明

厚积薄发,取得 100% 自主知识产权的发明专利,也是便携式氧舱在中国的一项突破。

2007

公司成立

确认自主研发便携式氧舱的技术路线,

建立企业的核心价值观——健康美丽自信。





2024

扬帆起航 · 砥砺前行

2024年华交会荣获“产品创新奖”

2024年荣获“上海市专精特新企业”

2023

不忘初心 · 逐梦前行

氧舱主要远销日本、美国、澳大利亚、

英国等全球一百余个国家和地区。

荣获“2023年度出海品牌卖家培育企业”

2017

宝邦——公司 10 周年

宝邦成立十周年之际、代理商已经遍布

全球 65 个国家和地区。

2015

首台硬体空气舱面市

宝邦经多年技术开发和实验，首台硬体

空气舱完成并上市销售。

氧星氧舱，岁月悠长

O₂ PLANET, Sparkles Ever!



氧气是生命能源

氧气是维持生命活动不可缺少的物质

呼吸之间吐故纳新，实际上是一个不断满足机体所需氧气的过程，一旦呼吸停止，生命也将终止。

氧气是维持机体免疫功能活力的关键物质

充足的氧供下，吃进的营养物质经过氧化，被细胞利用转换成能量供给各个组织器官，才能保证免疫系统正常工作。

氧气对人体的代谢起关键作用，氧气决定了代谢的速度和质量。

补充氧气的好处

缺氧是一切疾病的根源。轻度慢性缺氧表现为亚健康状态，疲劳、工作能力下降、生理功能失常、全身不适但体格检查或实验室检查未能发现任何器质性疾病，时间长了就会出现各种各样的疾病。

一般而言，补充氧气运用的两大范畴：氧气治疗与氧气保健，然而人人都知道预防重于治疗。两度获得诺贝尔医学奖得主欧杜瓦伯格（Otto Warburg）博士的研究发现细胞缺氧造成的组织和细胞的氧合不够，这不仅仅是导致疾病和癌症的基本原因，而且也造成退化性疾病的体质，缺氧是免疫和退化性疾病的一个显著因子，增加血流和细胞的氧合（Oxygenation）将增强并维持身体的整体健康。

氧气的作用在于全身细胞，人体的所有细胞都需要氧气这个养分，细胞在长期营养不足（氧气不足）的情况下便会产生病症。因此长期补充氧气，概念类似于补充维他命，可以让我们细胞养分（氧气）充足，是帮助预防及提供保养的方法。

（摘自百度文库）




产品原理

Product Principle


家用氧舱的工作原理：

- 空气健康舱由舱体和空气动力设备组成，空气动力设备可以将经过过滤的干净空气注入密闭舱内，再通过舱体的自动恒压阀实现舱内的压力平衡，来维持一定的高压氧气体环境。以此提供更高的氧气输送效率和更多的氧气供应量。舱内的压力设置在约 1.2-1.5 个大气压（略高于常压 1 个大气压，具体参考产品型号参数），使用时人置身于舱体内休息，每次使用 60 分钟为宜，建议不要超过 2 小时。




物理学中亨利定律阐明：

- 气体在液体里的溶解度和该气体的平衡分压成正比（气体 = 氧气，液体 = 血液，平衡分压 = 压力）。
- 根据亨利法则：“气体在液体中的溶解度，随着压力的升高而增加”。由于压力的升高，大量的氧气溶解在血液中，人体血氧溶解量明显增加，并且提高血氧分压，提高血氧弥散能力，使氧的有效弥散半径加大，增加组织内氧含量和储氧量，从而起到保健功效。



以色列的前瞻性试验：


- 以色列特拉维夫大学(沙米尔医疗中心)的科学家,在加压舱中,对 35 位老年人进行了连续 90 天的氧气治疗。试验后的老人们，端粒较参与实验之前平均延长 20% 以上,无法正常运作的老化细胞被清除了 37%,首次将人体的衰老过程在生物学上得到了逆转。
- 端粒被称为“生命时钟”，是人类 DNA 末端的序列,是染色体末端的保护性结构,对维持人类基因组的稳定非常重要。端粒缩短和细胞分裂减少被认为是衰老的标志，该项研究成果发表在全球顶级期刊《衰老》杂志上：



(摘自 Aging 期刊 <https://www.aging-us.com/article/203701/text>)

家用氧舱和常压补氧的区别：

- 家用氧舱(在高压环境中)和常压氧之间的关系可以理解成是量变到质变的关系。我们在常压下吸入纯氧,血氧饱和度也能达到 100%,但是在高压的环境下吸入氧后,不仅改变血氧饱和度,而且还会提高氧储备,氧的穿透力和物理溶解量等,保健效果从而也会有一个质的飞跃。



- 氧气在体内的运输方式有结合氧与溶解氧两种。进入血液的氧,绝大部分与血红蛋白结合成氧合血红蛋白,这部分氧被称为“结合氧”。另有小部分氧气直接以物理状态溶解于血浆内,这部分氧被称为“溶解氧。”因此,氧合血红蛋白分子较大很难通过狭窄的血管壁,溶解氧分子小,在高压环境中可以大量的溶解到血液和体液中。

(摘自图书《压到病除》)

使用高压氧舱后的乳酸 Lactate 变化值

降低乳酸值 消除身体疲劳	乳酸值	使用前	使用后	使用时间
	第一天	10.1	4.93	60分钟
	第二天	4.93	3.7	60分钟
	结 论	动物实验表明：使用高压氧舱， 体内疲劳物质“乳酸”下降明显		

以上数据来源于动物医院宠物实验数据

产品功能

Product Features



对于用脑人群

提高工作效率、舒缓工作压力

脑是人体器官中对氧需求量最大的器官，脑的重量只占体重的 2%-3%，而脑的耗氧量占人体总耗量的 20%-30%，脑的慢性轻度缺氧可引发困倦、注意力分散、记忆力降低、烦躁等。及时补充氧气，可改善脑组织缺氧状态，提高工作效率，舒缓工作压力。

(摘自图书《压到病除》)

对于女性人群

美容 养颜 抗衰老

随着年龄的增长以及自然环境因素的影响，皮肤慢慢会失去弹性和光泽，补充氧气增加皮肤营养，使松弛的皮肤增加弹性，慢慢恢复光泽。皮肤细胞的代谢功能增强，可减少黑色素沉着，美化肌肤。

(摘自 Aging 期 <https://www.agingcom/article/203701/text>)



对于中老年人

延长生命时钟 (端粒体)、清除衰老细胞

以色列特拉维夫大学 (沙米尔医疗中心) 的科学家在加压舱中,对 35 位老年人进行了连续 90 天的氧气治疗,实验后的老人们:端粒较参与实验之前平均延长 20% 以上,无法正常运作的老化细胞被清除了 37%,首次将人体的衰老过程在生物学上得到了逆转。

(摘自 Aging 期刊)

对于运动健身

减轻自由基对机体的损害

消除运动性疲劳，恢复体力，减轻运动性损伤，迅速消除聚集的乳酸，加速血氨的清除，减轻自由基对机体的损害。

大运动强度时，体内的自由基增多，补充氧气可迅速恢复细胞膜上的 $\text{Na}^+ - \text{K}^+ - \text{ATP}$ 酶的活性，提示能减轻自由基对细胞膜的损害，这对消除运动性疲劳和减轻运动性损伤具有重要的意义。

(以上均摘自图书《压到病除》)



对于学生

消除疲劳、舒缓考试压力

大脑耗氧占全身的 20%-30%。补氧对消除脑疲劳，缓解压力具有良好的效果。如学生备考期间，要缓解考前的紧张情绪，保护大脑，需科学用脑，减轻心理负担，劳逸结合，也可以补充氧气，提高血液对氧的携带能力，提高脑细胞对氧的利用，调节机体的供氧能力。

(摘自百度文库)

对于饮酒人群

加速酒精分解、缓解酒后身体不适

醉酒会导致恶心呕吐，也会对身体造成不同程度的危害，肝脏转化成脂肪肝，胃部容易胃出血、乳房易患乳腺癌、心脏诱发心肌炎、损伤脑细胞等，严重的可能还会危及生命。酒精的代谢是在肝脏进行的，在代谢过程中离不开氧的参与，分解体内的酒精需要一定量的氧。家用高压氧舱可以提高氧分压、增加氧含量，从而能加快酒精代谢，能够显著降低脏器损害并加速恢复正常，有助于缓解醉酒和饮酒后身体不适的情况。

(参考文献：jz高压氧公众号发表文章)



氣星氣舱，岁月悠长
O₂ PLANET, Sparkles Ever!



对于睡眠质量差或失眠人群

舒缓身心、减少失眠

研究表明,我国超3亿人存在睡眠问题。成年人不同程度的失眠发生率已经接近40%。睡眠质量和人们的生理心理功能密切相关,直接影响人们的健康状况、生活质量和工作效率等各个方面,充足的睡眠也是国际公认的三项健康标准之一。与健康人比较,失眠者的大脑处于轻度兴奋状态,脑细胞活动也相应增加,与良好睡眠者相比,失眠者24小时内的氧气消耗增加。家用高压氧舱能迅速提高血氧含量,改善大脑皮层内兴奋-抑制过程,延长深睡眠时间,改善睡眠周期,提高睡眠质量。

(部分摘自医联媒体<https://zyy.yilianmeiti.com/article/119803.html>)

对于大脑供血供氧不足人群

提高大脑代谢、保健改善

人脑耗氧量占全身20%,且我们的大脑对缺氧特别敏感。供氧供血不足,就会引起体力不支,头晕失眠,记忆力下降以及食欲不振等疲劳的状态,严重的可能还会引起脑缺血、脑细胞损害等,严重影响日常生活质量。使用家用高压氧舱,吸氧后可以提高大脑代谢,促进循环,起到一定保健改善的作用。

(参考文献:高压负离子氧疗临床研究报告)



对于高原缺氧地区

迅速改善缺氧状态

高原地区由于大气压力低,氧分压低,机体会出现急性或慢性缺氧,及时补充氧气,可立即纠正机体缺氧状态,增强机体对高原的适应能力。

拉萨地区实验表明当舱内压力设定到 1.3ATA(压力表是 30kPa) 时,海拔从 3500 米下降至 700 米,海拔下降了 2800 米;压力设定为 1.5ATA(压力表是 50kPa),相当于海拔下降约 4500 米。

(摘自图书《压到病除》)

氧星氧舱, 岁月悠长
O₂ PLANET, Sparkles Ever!

产品介绍

Our products

为生活加彩

Take brilliance to life



我们存在的意义，
我们精益求精的努力
就是为生活增加更多的精彩
充裕的时间
成功的时间
亲情陪伴的时间

The meaning of our existence and
pursuing excellence
Is to give life infinite possibilities
To be wealth
To be success
To be harmony



舱体特点

工作压力 1.3/1.5ATA。

宽大的透明视窗，方便内外观察。

拥有内外压力表可实时监测舱内压力。

通过氧气耳麦 / 面罩呼吸高纯度氧气。

舱体长度 220cm，舱体直径 75cm、90cm 和 100cm 可供选择。

控制系统由空气动力系统和空调组成，特大舱门步入式更加方便；双向阀门，内外均可操作。

舱体设计对用户友好，独特的滑动门安全锁定机制，方便开门和关门，操作简单且安全。

金1501

市场价:¥150,000 起

氧星氧舱，岁月悠长
O2 PLANET, Sparkles Ever!

产品规格配置

Product specification configuration table

型 号		HP1501-75	HP1501-90	HP1501-100
空气健康舱	设定压力	1.5ATA/7.0PSI	1.5ATA/7.0PSI	1.5ATA/7.0PSI
	产品尺寸	2200*750*750mm±5mm (长*宽*高)	2200*900*900mm±5mm (长*宽*高)	2200*1000*1000mm±5mm (长*宽*高)
	产品重量	140kg	180kg	200kg
	升压方式	自动	自动	自动
	产品材质	不锈钢舱体/PC舱门		
	使用方式	单人躺式	坐式/躺式	双人可坐可躺
	加压时间	10分钟	15分钟	15分钟
	组成部分	观察窗 安全阀 减压阀 恒压阀 备用阀压力表 电话机 控制系统 床垫 枕头 灯光		

型 号		BOYT05	HX010
制氧智控系统	产品尺寸	760*420*720mm±5mm (长*宽*高)	420*400*580mm±5mm (长*宽*高)
	产品重量	80kg	27kg
	产品功率	1300W	300W
	输入流量	70L/min	/
	制氧流量	5L/min或10L/min	/
	产品材质	铁合金(表面涂装处理)	不锈钢喷塑
	额定电压	220V 50Hz	220V 50Hz
	组成部分	流量计 电源线 连接气管	电源线 连接管 集水器 空调内机

(如产品升级参数会有不同，以产品使用说明书为准)



为健康**减负**

Take guarantee for health

畅销市场

国际化的研发团队和专业人才

用精湛的技术作为后盾

为责任在肩的奋斗者们

减去伤痛

为生命焕发更多轻松时刻

勇敢前行



Popular in 123 countries

Developed by global leading R&D team and professionals

Backed by superb technology

For fighters who shoulder the responsibility

To relieve their pain

For moments when march forward bravely

To bravely forward



福4000

市场价:¥39,800

舱体特点

1.3ATA 温和的工作压力。

完全由尼龙罩覆盖独特的 3 条密封拉链,可防止漏气。

两大自动恒压装置,内外压力表实时监测内部压力。

内含紧急泄压阀装置,可紧急出舱,双向阀门,内外均可操作。

通过氧气耳麦 / 面罩呼吸高纯度氧气。

有 "U" 型门和 "N" 型门供您选择设计,可容纳 2 把折叠椅,空间舒适。可乘坐轮椅,为行动不便者设计。

应用了专利技术“U 型舱门拉链”,特大舱门步入方便进入 (专利号 ZL 2020 3 0504918.6)。

MC4000被评为“2023年高新技术成果转化项目”产品。

氧星氧舱,岁月悠长
O2 PLANET, Sparkles Ever!

产品规格配置

Product specification configuration table

型 号		MC4000
空气健康舱	设定压力	1.3ATA/4.5PSI(30kpa)
	产品尺寸	1400*1300*1750mm±5mm (长*宽*高)
	产品重量	20kg
	调压装置	压力可选
	产品材质	TPU(聚氨酯复合纤维夹网布)
	加压时间	15分钟
	使用方式	双人坐式
	组成部分	观察窗 安全阀 减压阀 恒压阀 备用阀压力表 拉链 支架 床垫 布套 防转设备

型 号		BOYT05
制氧智控系统	产品尺寸	760*420*720mm±5mm (长*宽*高)
	产品重量	80kg
	输入功率	1280W
	产品材质	铁合金(表面涂装处理)
	额定电压	220V 50Hz
	组成部分	电源线 连接气管 集水器 定时装置 报警装置 负离子装置(选配)

(如产品升级参数会有不同, 以产品使用说明书为准)

氧星氧舱, 岁月悠长
O2 PLANET, Sparkles Ever!



让事业乘风

Take career to soar

“乘风破浪会有时”

生命的意义在于永不停息
在奋斗中
拥有一个属于自己的星球
活力焕发



"You will ride the winds and cleave the waves."

Life never ceases
Energize in every struggle
To build your own planet
Keep it shining and vibrant



彩2000

市场价:¥35,800

舱体特点

工作压力 1.3/1.4ATA。

舱体长度 220cm,可坐可躺

完全由尼龙罩覆盖独特的 3 条密封拉链,可防止漏气。

两大自动恒压装置,内外压力表实时监测内部压力。

内含紧急泄压阀装置,可紧急出舱,双向阀门,内外均可操作。

舱体设计对用户友好,L 型舱门拉链,用户获得更好的进出体验。

通过氧气耳麦 / 面罩呼吸高纯度氧气。控制系统由空气动力系统和空调组成。

氧星氧舱,岁月悠长
O2 PLANET, Sparkles Ever!

产品规格配置

Product specification configuration table

型 号		MC2000
空气健康舱	设定压力	1.3ATA/1.4ATA (30kpa/40kpa)
	产品尺寸	2200*700*1000mm±5mm (长*宽*高)
	产品重量	15kg
	调压装置	压力可选
	产品材质	TPU(聚氨酯复合纤维夹网布)
	加压时间	10分钟
	使用方式	单人可坐可躺
	组成部分	观察窗 安全阀 减压阀 恒压阀 备用阀压力表 拉链 支架 床垫 布套 防转设备

型 号		BOYT05
制氧智控系统	产品尺寸	760*420*720mm±5mm (长*宽*高)
	产品重量	80kg
	输入功率	1280W
	输入流量	80L/min
	产品材质	铁合金(表面涂装处理)
	额定电压	220V 50Hz
	组成部分	电源线 连接气管 集水器 定时装置 报警装置 负离子装置(选配)

(如产品升级参数会有不同, 以产品使用说明书为准)

氧星氧舱, 岁月悠长
O2 PLANET, Sparkles Ever!



为生命除忧

Take sorrow away life



多年如一日的坚持和创新

尊重生命的庄严

保护美好的状态

前进，奋斗

轻装出发

未来可期



Years of persistence and innovation

Respect solemn life and protect

beautiful nature

Forward and fight

Sailing without burden

Future is promising



海1000

市场价:¥33,800 起

舱体特点

工作压力 1.3/1.5ATA。

加长 L 型大拉链，更方便进出。

四个超大透明视窗，方便观察内外情况。

两大自动恒压装置，内外压力表实时监测内部压力。

内含紧急泄压阀装置，可紧急出舱，双向阀门，内外均可操作。

通过氧气耳麦 / 面罩呼吸高纯度氧气。

控制系统由空气压缩机、氧气浓缩器和冷却装置组成。

舱体设计对用户友好，专利技术“L 型舱门拉链”，特大舱门步入更加方便（专利号 ZL 202230553784.6）。

氧星氧舱，岁月悠长
O2 PLANET, Sparkles Ever!

产品规格配置

Product specification configuration table

型 号		MC1000
空气健康舱	设定压力	1.3ATA/1.5ATA(30kpa/50kpa)
	产品尺寸	2200*800*800mm±5mm (长*宽*高)
	产品重量	13kg
	调压装置	压力可选
	产品材质	TPU(聚氨酯复合纤维夹网布)
	加压时间	10分钟
	使用方式	单人躺式
	组成部分	观察窗 安全阀 减压阀 恒压阀 备用阀压力表 拉链 支架 床垫 布套 防转设备

型 号		BOYT05
制氧智控系统	产品尺寸	760*420*720mm±5mm (长*宽*高)
	产品重量	80kg
	输入功率	1280W
	输入流量	70L/min
	产品材质	铁合金(表面涂装处理)
	额定电压	220V 50Hz
	组成部分	电源线 连接气管 集水器 定时装置 报警装置 负离子装置(选配)

(如产品升级参数会有不同,以产品使用说明书为准)

氣星氣舱, 岁月悠长
O2 PLANET, Sparkles Ever!



氧星氧舱, 岁月悠长
O2 PLANET, Sparkles Ever!

17

深耕制造 2007-2024
th 家用高压氧舱



L1

市场价: ¥28,800 起

您的专属健康理疗师

出口品质-国际认证-质量放心

中国人民保险公司承保

新品介绍

New Products



新款家用氧舱 L1

L1规格参数

设定压力: 1.3ATA/1.5ATA(30kpa/50kpa)	产品尺寸: 1400*1000*1600mm±5mm(长*宽*高)
产品重量: 约13kg	产品材质: TPU(聚氨酯复合纤维夹网布)
加压时间: 10分钟	使用方式: 单人坐式
组成部分: 安全装置 紧急装置 阀门 压力监测装置自动恒压装置气管 金属支架 防转底座	

舱体特点

加长“L型大拉链”,使步入氧舱更加方便,人体工学设计,舒适安全。

多个透明视窗,方便观察内外情况。

通过氧气耳麦/面罩呼吸高纯度氧气。

安全装置

两大自动恒压装置,

内外压力表实时监测内部压力。

内含紧急泄压阀装置,可紧急出舱,

双向阀门,内外均可操作。

制氧智控系统

产品尺寸: 630*420*620mm±5mm(长*宽*高)
产品重量: 约65kg
输入功率: 1280w
产品材质: 铁合金(表面涂装处理)
额定电压: 220V 50Hz
组成部分: 电源线 连接气管 定时装置报警装置
负离子装置 (选配)

(如产品升级参数会有不同,以产品使用说明书为准)

人体工学原理 舒适安全

控制系统由空气压缩机、氧气浓缩器和冷却装置组成。

一体成型,安装方便,绝大部分减少了多余的复杂线路。

选择我们

Choose us



核心优势

Core Benefits

优势 10

可实现私人定制颜色

优势 11

售后无忧终生维护

优势 5

工厂荣获多项专利证书

优势 4

上海市高新技术企业

上海市专精特新中小企业

G60 二类重点企业

2023年度出海品牌卖家培育企业

优势 3

丰富的行业客户服务经验

氧星氧舱, 岁月悠长
O2 PLANET, Sparkles Ever!

服务指南

Service Guide

■售前服务

1. 空气健康舱型号推荐
Recommended Models of Air Health Cabin
2. 空气健康舱亲身体验计划
Hands-on experience programme for air health chambers

■售后服务

1. 2年质保, 终身维护
2 years warranty, lifelong maintenance
2. 提供上门安装服务
Provide door-to-door installation service
3. 验货保障
inspection guarantee
4. 提供技术培训
Provision of technical training
5. 专业指导
Professional guidance



PICC

中国人保为氧星壹号全线系列产品承保 为消费者保驾护航

氧星壹号全线系列产品

现已荣获中国人保官方承保

让您在追求品质生活的道路上更加安心、放心!

这不仅仅是一份信任

更是对每一位消费者安全健康的坚定承诺!



李冬娜
中国女子职业
足球运动员



178的刘太阳
抖音健身达人



约瓦娜·普雷科维奇
塞尔维亚
空手道奥运冠军



Matjaz Belsak

大力士冠军联赛世界冠军



Nemanja Majdov

塞尔维亚
柔道锦标赛冠军



杰弗瑞洛文吉

法国职业篮球运动员

Ivan pastor

奥林匹克运动员



智利足球运动员

Alexandre jolivet

CrossFit混合健身
专业运动员

张伟丽

UFC世界冠军



David

斯洛文尼亚著名医生

TJ·迪拉肖

UFC终极格斗
传奇巨星



氧星氧舱，岁月悠长

O₂ PLANET, Sparkles Ever!

地址：上海市松江区贵南路889号15栋

电话：021-57781696 18017021615

网址：www.o2planets.com